

Piazza Imperatore Tito, 8 Milano (MI)

Tel. 02 55011019

Dal Lunedì al Sabato 9-13 15-19

C.so Porta Vigentina, 23 Milano (MI)

Tel. 02 58324388

Dal Lunedì al Sabato 9-13 / 15-19

Viale Toscana, 46 Rozzano (MI)

Tel. 02 83487242

Dal Lunedì al Venerdì 9-13 14-18

Negozi Online

Tel. 02 400 31 600

Dal Lunedì al Venerdì 09:30-12:30 14:00-17:30

## Elettroterapia T-ONE MEDI SPORT Iacer I-Tech

Categoria: Elettroterapia

Riferimento: IAC-10052

### T-One Medi Sport Ã

**lâ€™elettroterapia** a 4 canali progettata per sportivi abituali ed atleti professionisti che vogliono migliorare le performance e fare **riabilitazione** in autonomia.

Prezzo: 379 €



## Descrizione

Se lo sport è il tuo mestiere o lo vivi come tale, T-ONE Medi Sport è lo strumento ideale per portare la tua performance ad un livello superiore. Ti assiste prima e dopo l'allenamento e quando hai un problema da trauma o un infortunio ti supporta con i suoi programmi di elettroterapia professionale. Con le memorie libere puoi configurare tutti i parametri terapeutici e può essere utilizzato contemporaneamente da due pazienti, anche con programmi diversi.

## Dotazione:

- Elettrostimolatore con display grafico a colori
- 4 cavi di connessione elettrodi (8 elettrodi collegabili)
- Elettrodi adesivi pregellati quadrati
- Elettrodi adesivi pregellati rettangolari
- Elettrodi adesivi pregellati rotondi
- Kit ionoforesi
- Batteria NI-MH ricaricabile
- Caricabatteria
- Manuale d'uso e manutenzione

- Manuale posizione elettrodi
- Borsa per il trasporto

## Caratteristiche tecniche principali:

- Elettrostimolatore a 4 canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 elettrodi
- Generatore di corrente costante (costanza di emissione anche in caso di variazione delle condizioni della cute, stop apparecchio in caso di distacco accidentale degli elettrodi)
- Generatore di onda quadra bifasica e compensata: la quantità di corrente che corre dal polo positivo al negativo è uguale e costante, si evita così l'effetto galvanico
- Generatore di onda monofasica (solo per programma ionoforesi)
- Funzione 2+2 doppio utente (programmi 2+2 USERS)
- Display grafico a colori retroilluminato
- Feed-back utente: l'apparecchio riconosce se l'utente è collegato
- Tastiera con comandi semplici ed intuitivi
- Guida in linea utente con istruzioni rapide di utilizzo fornite direttamente sul display
- Funzionamento con pacco batteria ricaricabile 4,8 Volt
- Personalizzazione trattamenti con la selezione uomo/donna
- Frequenza dell'onda 1 ÷ 1200 Hz
- Larghezza d'impulso 20 ÷ 450 µs
- Tempo 1 ÷ 90 minuti
- Intensità massima 120 mA, con regolazione puntuale di 0,5 mA
- Dispositivo medico certificato CE0476

## PROGRAMMI:

TENS

NEMS

BEAUTY

2+2 USER

F



Piazza Imperatore Tito, 8 Milano (MI)

Tel. 02 55011019

Dal Lunedì al Sabato 9-13 15-19

C.so Porta Vigentina, 23 Milano (MI)

Tel. 02 58324388

Dal Lunedì al Sabato 9-13 / 15-19

Viale Toscana, 46 Rozzano (MI)

Tel. 02 83487242

Dal Lunedì al Venerdì 9-13 14-18

Negozio Online

Tel. 02 400 31 600

Dal Lunedì al Venerdì 09:30-12:30 14:00-17:30

- Tens rapido
- Tens endorfinico
- Tens valori massimi
- Antinfiammatorio
- Dolore cervicale
- Mal di schiena/Sciatica
- Distorsioni/Contusioni
- Vascolarizzazione
- Rilassamento muscolare
- Dolore mano/polso
- Stimolazione plantare
- Epicondilite
- Epitroclea
- Periartrite
- Tens Burst
- Microcorrente

- Riscaldamento
- Resistenza
- Forza resistente
- Forza base
- Forza veloce
- Forza esplosiva
- Capillarizzazione profonda
- Recupero muscolare
- Agonista/Antagonista
- Contraz. toniche sequenziali
- Contraz. fasiche sequenziali
- Rilassamento muscolare
- Massaggio profondo
- EMS
- 30? Resistenza
- 30? Forza resistente
- 20? Forza base
- 20? Forza veloce
- 20? Forza esplosiva
- 20? Ipertrofia

- Rassodamento
- Tonificazione
- Definizione
- Modellamento
- Microlifting
- Lipolisi addome
- Lipolisi cosce
- Lipolisi glutei e fianchi
- Lipolisi braccia
- Elasticità tessuti
- Capillarizzazione
- Pesantezza gambe
- Microlifting viso con manipolo
- Microlifting seno con manipolo
- M. décolleté con manipolo
- Rughe viso con manipolo
- Rughe fronte con manipolo
- Collagene

- Tens rapido
- Tens endorfinico
- Rassodamento
- Tonificazione
- Definizione
- Modellamento
- Microlifting
- Rilassamento muscolare
- Massaggio
- Capillarizzazione profonda
- Antinfiammatorio
- Resistenza
- Forza resistente
- Forza base
- Forza veloce
- Forza esplosiva
- Ipertrofia
- Microlifting viso con manipolo
- Microlifting seno con manipolo
- M. décolleté con manipolo
- Rughe viso con manipolo
- Rughe fronte con manipolo

**Piazza Imperatore Tito, 8 Milano (MI)**  
Tel. 02 55011019  
Dal Lunedì al Sabato 9-13 15-19

**C.so Porta Vigentina, 23 Milano (MI)**  
Tel. 02 58324388  
Dal Lunedì al Sabato 9-13 / 15-19

**Viale Toscana, 46 Rozzano (MI)**  
Tel. 02 83487242  
Dal Lunedì al Venerdì 9-13 14-18

**Negozi Online**  
Tel. 02 400 31 600  
Dal Lunedì al Venerdì 09:30-12:30 14:00-17:30

