

Collant Uomo ATU 361 punta aperta 3 KL Strong Gloria Med

Categoria: Calze a compressione graduata

Riferimento:

Calze e collant terapeutici

con elevata percentuale di cotone per un morbido contatto con la pelle. Ipoallergenici e traspiranti, assicurano un'ottima termoregolazione. Particolarmente indicate nei climi caldi, per pazienti anziani o per chi presenta allergie alle fibre sintetiche.Â Â Â Â

In caso di mancata disponibilità in magazzino, la consegna avverrà in 7/9 gg.

Prezzo: 153.5 €



Descrizione

COLLANT AT 361 - 3 Classe di Compressione nelle versioni Corto-Lungo e in taglie Normale - Max


Caratteristiche

COMPOSIZIONE: Poliammide - Elastam - 66% Cotone


Classi di Compressione

- Cotton 162: classe di compressione 1
- Cotton 262: classe di compressione 2

Modelli e Colori Disponibili



Taglie e Misure



Indicazioni

- **Classe 1: (18-21 mmHg)** Profilassi delle malattie venose nei pazienti a rischio, disturbi funzionali quali pesantezza e senso di fatica alle gambe, varici iniziali in gravidanza, profilassi di trombosi ed embolie.
- **Classe 2: (23-32 mmHg)** Insufficienza venosa cronica (IVC) leggera, tromboflebite (trombosi superficiale) con e senza edema, per garantire il successo della terapia (dopo trattamento sclerosante, dopo intervento ambulatoriale selettivo delle varici, dopo stripping), varici in gravidanza più pronunciate,

- profilassi di trombosi ed embolie
- **Classe 3: (34-46 mmHg)** Stadi avanzati di insufficienza venosa cronica (IVC), dopo guarigione di ulcera crurale (profilassi della recidiva), edema post-traumatico (al termine del trattamento di base), linfedemi reversibili.

Avvertenze:

Le calze sono intese per uso diurno salvo prescrizione medica per l'uso notturno. Non è necessario togliere la calza per un eventuale breve riposo diurno.


Suggerimenti:

Indossare le calze prestando attenzione ad anelli e ad unghie appuntite o rovinare che potrebbero danneggiare le calze. Si consiglia quindi l'utilizzo di guanti in gomma. Non tagliare eventuali fili sporgenti all'interno delle calze.

Modalità di lavaggio:




Lavare le calze in acqua calda max 40° con detersivi delicati. Asciugare lontano da fonti di calore senza torcere la calza ma ponendola tra due panni asciutti.




Non candeggiare, non usare solventi o benzina. Evitare l'uso di ammorbidenti



Non stirare



Non lavare a secco. Non utilizzare sostanze chimiche



Non usare l'asciugatrice.

Piazza Imperatore Tito, 8 Milano (MI)
Tel. 02 55011019
Dal Lunedì al Sabato 9-13 15-19

C.so Porta Vigentina, 23 Milano (MI)
Tel. 02 58324388
Dal Lunedì al Sabato 9-13 / 15-19

Viale Toscana, 46 Rozzano (MI)
Tel. 02 83487242
Dal Lunedì al Venerdì 9-13 14-18

Negozio Online
Tel. 02 400 31 600
Dal Lunedì al Venerdì 09:30-12:30 14:00-17:30

