

Piazza Imperatore Tito, 8 Milano (MI)
Tel. 02 55011019
Dal Lunedì al Sabato 9-13 15-19

C.so Porta Vigentina, 23 Milano (MI)
Tel. 02 58324388
Dal Lunedì al Sabato 9-13 / 15-19

Viale Toscana, 46 Rozzano (MI)
Tel. 02 83487242
Dal Lunedi al Venerdi 9-13 14-18

Negozio Online
Tel. 02 400 31 600
Dal Lunedi al Venerdi 09:30-12:30 14:00-17:30



Categoria: Cuscini antidecubito

Riferimento: RO-CS

Cuscino posturale della linea ROHO. Il Contour Select Ã" un cuscino ad aria che offre un elevato livello di controllo e di stabilità . Disponibile in una vasta gamma di misure, per carrozzine con diverse larghezze.

Prezzo: 630 €



Descrizione

I cuscino CONTOUR SELECT® garantisce la protezione cutanea specifica dei prodotti del Gruppo ROHO, unitamente al posizionamento e alla stabilità necessari per migliorare la funzionalità. Il design anatomico e la semplicità del sistema ISOFLO MEMORY CONTROL® offrono un nuovo livello di controllo posturale e di stabilità, mai raggiunto prima in un cuscino ad aria, consentendo di stabilizzare il bacino sulla carrozzina e di posizionare l'?utente comodamente nel centro del cuscino.

Il sistema ISOFLO MEMORY CONTROL® blocca I?aria in ciascuno dei quattro quadranti, riducendo al minimo i movimenti laterali, in avanti e indietro e garantendo quindi la massima stabilità.

Il cuscino CONTOUR SELECT® è disponibile in un?ampia gamma di misure, per carrozzine con larghezza seduta da 38 cm a 51cm.

Il peso approssimativo del cuscino CONTOUR SELECT® è di 1,6 kg.

SISTEMA BREVETTATO ISOFLO MEMORY CONTROL



Piazza Imperatore Tito, 8 Milano (MI)


Tel. 02 55011019 Dal Lunedì al Sabato 9-13 15-19 C.so Porta Vigentina, 23 Milano (MI)

Tel. 02 58324388 Dal Lunedì al Sabato 9-13 / 15-19 Viale Toscana, 46 Rozzano (MI)

Tel. 02 83487242 Dal Lunedì al Venerdì 9-13 14-18 Negozio Online

Tel. 02 400 31 600 Dal Lunedì al Venerdì 09:30-12:30 14:00-17:30

I cuscini SELECT offrono la versatilità di quattro quadranti controllati dal sistema ISOFLO MEMORY CONTROL



Quando la valvola centrale ISOFLO è aperta, il cuscino viene gonfiato dalla valvola laterale e viene regolato in base alla prominenza ossea più bassa dell'utente e alle sue esigenze posturali da seduto.

Quando la valvola centrale ISOFLO viene chiusa, il sistema ISOFLO MEMORY CONTROL blocca il cuscino nella posizione di seduta prescelta. I colori sulla valvola sono un valido aiuto visivo.



Piazza Imperatore Tito, 8 Milano (MI)

Tel. 02 55011019 Dal Lunedì al Sabato 9-13 15-19 C.so Porta Vigentina, 23 Milano (MI)

Tel. 02 58324388 Dal Lunedì al Sabato 9-13 / 15-19 Viale Toscana, 46 Rozzano (MI)

Tel. 02 83487242 Dal Lunedì al Venerdì 9-13 14-18 Negozio Online

Tel. 02 400 31 600

Dal Lunedì al Venerdì 09:30-12:30 14:00-17:30

