

## **Polsiera Attiva Arnica 35 OFFERTA ULTIMI PEZZI !**

Categoria: Mano polso

Riferimento: PPH-ARN115

La **POLSIERA ATTIVA Arnica 35** dà sollievo rapidamente e garantisce un'azione lenitiva continua grazie alla diffusione di un siero concentrato di principi attivi microincapsulati a base di **Arnica** e altri olii essenziali, associato a una fibra di ceramica. È compatibile con l'attività sportiva e può essere indossata con discrezione sotto i vestiti.

**Circonferenza del polso** Taglia 3:  
19cm o maggiore

Prezzo: 19 €



## **Descrizione**

### **Arnica 35 Active Polsiera Attiva**

Il tessuto flessibile si adatta perfettamente alla forma del corpo offrendo confort e libertà di movimento.

Le zone di lavorazione rinforzate a livello delle articolazioni mantengono e sostengono efficacemente il polso. La fibra di ceramica regola la temperatura della pelle, favorisce il drenaggio dei tessuti procurando così una sensazione di benessere e confort. Le microcapsule sono fissate sul tessuto. Quando si indossa, lo sfregamento del tessuto sulla pelle spezza le microcapsule e rilascia progressivamente i principi attivi microincapsulati.

Modo d'uso: posizionare la fascia di sostegno a livello del polso, la bordatura arancio deve stare in alto.

La POLSIERA ATTIVA è stata progettata per essere indossata ogni giorno oppure occasionalmente. Può essere riutilizzata ogni volta che se ne sente il bisogno.

L'azione delle microcapsule è garantita attiva per 30 lavaggi o 30 giorni di utilizzo. Il prodotto può essere lavato in lavatrice a 30/40 gradi.

[Piazza Imperatore Tito, 8 Milano \(MI\)](#)

Tel. 02 55011019

Dal Lunedì al Sabato 9-13 15-19

[C.so Porta Vigentina, 23 Milano \(MI\)](#)

Tel. 02 58324388

Dal Lunedì al Sabato 9-13 / 15-19

[Viale Toscana, 46 Rozzano \(MI\)](#)

Tel. 02 83487242

Dal Lunedì al Venerdì 9-13 14-18

[Negozio Online](#)

Tel. 02 400 31 600

Dal Lunedì al Venerdì 09:30-12:30 14:00-17:30

## **TAGLIA E MISURE**

**Circonferenza del polso** Taglia 3: 19cm o maggiore

**Formato:** 1 polsiera